

Hellma Kalibrierstandard-Set UV102 zur Überprüfung von Streulicht bei 340 und 370 nm nach Ph. Eur. und USP (MethodeB)

Artikelnummer 260321-UV102



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard-Set UV102 zur Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. und USP (Methode B) mit UV11 Natriumnitrit kalibriert bei 340 und 370 (Cut-off ca. bei 388 nm), Spaltbreite 2 nm, gemessen gegen UV12 Reinstwasser (Blank), beide Filter zusammen in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummern und DAkKS-Kalibrierscheinen

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter-Set

Hersteller-Nr.: 667102

Weitere Bilder

