

Hellma Kalibrierstandard UV0100 mit 100 mg/l Kaliumdichromat zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (235, 257, 313, 350 nm)

Artikelnummer 260324-UV0100



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV0100 gefüllt mit 100 mg/l Kaliumdichromat in Perchlorsäure zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (ca. 0,5 - 1,45 Abs) im UV-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 235, 257, 313, 350 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 6670100

Weitere Bilder

