

Hellma Kalibrierstandard UV0140 mit 140 mg/l Kaliumdichromat zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (235, 257, 313, 350 nm)

Artikelnummer 260324-UV0140



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV0140 gefüllt mit 140 mg/l Kaliumdichromat in Perchlorsäure zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (ca. 0,7 - 2,0 Abs) im UV-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 235, 257, 313, 350 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 6670140

Weitere Bilder

