

Hellma Kalibrierstandard UV0200 mit 200 mg/l Kaliumdichromat zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (235, 257, 313, 350 nm)

Artikelnummer 260324-UV0200



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV0200 gefüllt mit 200 mg/l Kaliumdichromat in Perchlorsäure zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (ca. 1,0 - 3,0 Abs) im UV-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 235, 257, 313, 350 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 6670200

Weitere Bilder

