

Hellma Kalibrierstandard UV1 mit Kaliumchlorid zur Überprüfung von Streulicht (198 nm)

Artikelnummer 260324-UV1



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV1 gefüllt mit Kaliumchlorid zur Überprüfung von Streulicht bei 198 nm (Cut-off ca. 200 nm), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667001

Weitere Bilder

