

Hellma Kalibrierstandard UV10 mit Natriumiodid zur Überprüfung von Streulicht (220 nm)

Artikelnummer 260324-UV10



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV10 gefüllt mit Natriumiodid in Reinstwasser zur Überprüfung von Streulicht bei 220 nm (Cut-off ca. 259 nm), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667010

Weitere Bilder

