

Hellma Kalibrierstandard UV11 mit Natriumnitrit zur Überprüfung von Streulicht (340, 370 nm)

Artikelnummer 260324-UV11



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV11 gefüllt mit Natriumnitrit in Reinstwasser zur Überprüfung von Streulicht bei 340 und 370 nm (Cut-off ca. 388 nm), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667011

Weitere Bilder

