

Hellma Kalibrierstandard UV11H mit Natriumnitrit, 5 mm Schichtdicke, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 385 nm) nach USP (Methode A)

Artikelnummer 260324-UV11H



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV11H mit 5 mm Schichtdicke gefüllt mit Natriumnitrit in Reinstwasser, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht nach USP (Methode A) bei Cut-off ca. 385 nm, kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer mit Hellma Analytics Kalibrierschein (Werkskalibrierung, fällt nicht unter die Akkreditierung!)

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667011H

Weitere Bilder

