

Hellma Kalibrierstandard UV12 mit Reinstwasser, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht

Artikelnummer 260324-UV12



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV12 gefüllt mit Reinstwasser, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht kalibriert bei den Wellenlängen 198, 200, 300, 400 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667012

Weitere Bilder

