

Hellma Kalibrierstandard UV14 mit Perchlorsäure, Referenzfilter zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit

Artikelnummer 260324-UV14



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV14 gefüllt mit Perchlorsäure, Referenzfilter zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 235, 257, 313, 350 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667014

Weitere Bilder

