

Hellma Kalibrierstandard UV19 mit Aceton zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 325 nm)

Artikelnummer 260324-UV19



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV19 gefüllt mit Aceton zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 325 nm), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667019

Weitere Bilder

