

Hellma Kalibrierstandard UV19H mit Aceton, 5 mm Schichtdicke, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 325 nm) nach USP (Methode A)

Artikelnummer 260324-UV19H



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV19H mit 5 mm Schichtdicke gefüllt mit Aceton, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht nach USP (Methode A) bei Cut-off ca. 325 nm, kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer mit Hellma Analytics Kalibrierschein (Werkskalibrierung, fällt nicht unter die Akkreditierung!)

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667019H

Weitere Bilder

