

Hellma Kalibrierstandard UV1H mit Kaliumchlorid, 5 mm Schichtdicke, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 198 nm) nach USP (Methode A)

Artikelnummer 260324-UV1H



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV1H mit 5 mm Schichtdicke gefüllt mit Kaliumchlorid, Referenzfilter zur Überprüfung von Streulicht nach USP (Methode A) bei Cut-off ca. 198 nm, kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer mit Hellma Analytics Kalibrierschein (Werkskalibrierung, fällt nicht unter die Akkreditierung!)

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667001H

Weitere Bilder

