

Hellma Kalibrierstandard UV23 mit Kaliumiodid zur Überprüfung von Streulicht (250 nm)

Artikelnummer 260324-UV23



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV23 gefüllt mit Kaliumiodid in Reinstwasser zur Überprüfung von Streulicht bei 250 nm (Cut-off ca. 259 nm), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667023

Weitere Bilder

