

Hellma Kalibrierstandard UV25 mit Didymium-Lösung zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (320 - 870 nm)

Artikelnummer 260324-UV25



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV25 gefüllt mit Didymium in Perchlorsäure zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 329, 469, 575, 740, 864 nm mit Spaltbreite 1 nm in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667025

Weitere Bilder

