

# Hellma Kalibrierstandard UV35 mit Cerium-Lösung zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (200 -260 nm) im UV-Bereich nach Ph. Eur. und USP

Artikelnummer 260324-UV35



## Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV35 gefüllt mit Cerium in Perchlorsäure zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit im UV-Bereich nach Ph. Eur. und USP, kalibriert bei den Wellenlängen 201, 211, 222, 239, 252 nm mit Spaltbreite 1 nm in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

**Kalibrierstandard Typ:** Flüssigfilter

**Hersteller-Nr.:** 667035

## Weitere Bilder

