

# Hellma Kalibrierstandard UV40 mit 40 mg/l Kaliumdichromat zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (235, 257, 313, 350 nm)

Artikelnummer 260324-UV40



## Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV40 gefüllt mit 40 mg/l Kaliumdichromat in Perchlorsäure zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit (ca. 0,2 - 0,6 Abs) im UV-Bereich, kalibriert bei den Wellenlängen 235, 257, 313, 350 nm mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

**Kalibrierstandard Typ:** Flüssigfilter

**Hersteller-Nr.:** 667040

## Weitere Bilder

