

Hellma Kalibrierstandard UV45 mit Holmiumoxid- und Didymium-Lösung zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (240 - 870 nm)

Artikelnummer 260324-UV45



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV45 gefüllt mit Holmiumoxid und Didymium in Perchlorsäure zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit, kalibriert bei den Wellenlängen 241, 354, 444, 575, 641, 740, 864 nm mit Spaltbreite 1 nm in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667045

Weitere Bilder

