

Hellma Kalibrierstandard UV6 mit Toluol in Hexan zur Überprüfung des Auflösungsvermögens

Artikelnummer 260324-UV6



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard UV6 gefüllt mit Toluol in Hexan zur Überprüfung des Auflösungsvermögens nach Ph. Eur., kalibriert bei Wellenlängen 265 - 270 nm, Spaltbreiten 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und Hellma Analytics Kalibrierschein (Werkskalibrierung, fällt nicht unter die Akkreditierung!)

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter

Hersteller-Nr.: 667006

Weitere Bilder

