


Hellma Kalibrierplatte R013 zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit + Linearität (405 - 650 nm)

Artikelnummer 260325-R013



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierplatte R013 für Mikrotestplatten-Reader zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit und Linearität, bestehend aus: Spalte 1+2: Referenz (leer), Spalte 3+4: Neutralglas-Filter (0,25 Abs), Spalte 5+6: Neutralglas-Filter (0,5 Abs), Spalte 7+8: Neutralglas-Filter (1,0 Abs), Spalte 9+10: Neutralglas-Filter (1,5 Abs), Spalte 11+12: Neutralglas-Filter (2,5 Abs), Photometrische Genauigkeit kalibriert an je 8 Messpunkten bei Wellenlängen 405, 450, 490, 650 nm, Spaltbreite 1 nm In hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummer und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Kalibrier-Platte

Hersteller-Nr.: 666R013

Weitere Bilder

