

Hellma Kalibrierstandard-Set UV119H zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 322 nm) nach USP (Methode A)

Artikelnummer 260331-H



Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard-Set UV119H zur Überprüfung von Streulicht nach USP (Methode A) mit UV19 Aceton SD 10 mm kalibriert bei Cut-off ca. 322 nm, Spaltbreite 2 nm, gemessen gegen UV19H Aceton-Referenzfilter SD 5 mm, beide Filter zusammen in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummern und DAkkS-Kalibrierschein

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter-Set

Hersteller-Nr.: 667119H

Weitere Bilder

