

Hellma Kalibrierstandard-Basis-Set EP1002 zur Überprüfung des Photometers (UV-Bereich); Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit (241 - 640 nm) + photometrische Genauigkeit (213 - 261 nm) + Streulicht (250 nm) + Auflösungsvermögen (265 - 270 nm)



Artikelnummer 260347-1002

Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard-Basis-Set EP1002 zur Überprüfung des Photometers nach Ph. Eur. im UV-Bereich

Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit mit UV5 Holmiumoxid-Flüssigfilter, kalibriert bei Wellenlängen 241, 287, 361, 452, 485, 536, 640 nm, Spaltbreite 1 nm, gemessen gegen UV14 Perchlorsäure (Blank).

Überprüfung der photometrischen Genauigkeit und Linearität im UV-Bereich mit UV506 Niacin 6 mg/l, UV512 Niacin 12 mg/l, UV524 Niacin 24 mg/l, kalibriert bei Wellenlängen 213, 261 nm, Spaltbreite 1 nm, gemessen gegen UV599 Salzsäure (Blank).

Überprüfung von Streulicht bei 250 nm mit UV23 Kaliumiodid und UV12 Reinstwasser (Blank), kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, Cut-off ca. bei 259 nm.

Überprüfung des Auflösungsvermögens mit UV6 Toluol in Hexan und UV9 Hexan Referenzfilter (Blank), kalibriert bei Wellenlängen 265 - 270 nm, Spaltbreiten 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 nm.

Alle Filter mit Seriennummer, verpackt in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkKS-Kalibrierscheinen, für UV6/UV9 Hellma Analytics Kalibrierschein. Anmerkung: Hellma-Analytics-Kalibrierschein (Werkskalibrierung, fällt nicht unter die Akkreditierung!)

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter-Set

Hersteller-Nr.: 667EP1002

Weitere Bilder

