

DURANIUM L2D2-Lampe für Waters 2487, 2488, Acquity TUV, UPLC TUV

Artikelnummer 292334



Produktbeschreibung

DURANIUM L2D2-Lampe für Waters 2487, 2488, Acquity TUV, UPLC TUV

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: WAS081142
Brenndauer: 2000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller: Waters
Geräte-Modell: Waters Acquity

Weitere Bilder



Kein Produktbild
verfügbar